



1.1 Usunąć osłonę ostrza poprzez przekręcenie jej o 360°, nie należy aktywować przycisku przed zdjęciem osłony.

1.2 Przyłożyć nakłuwacz do miejsca nakłucia, a następnie naciśnij przycisk nakłuwacza kciukiem zdecydowanym ruchem.

**W celu uzyskać wymaganej ilości krwi,  
zastosuj przerywany nacisk na miejsce w pobliżu nakłucia.**

1.3. Zużyty nakłuwacz należy zutylizować.